

POSISJONERING

Få det riktig!

1. SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på setet er låst, og at setet er godt festet til understellet.



2. LØSNE BELTE OG TILT BAKOVER

Tilt setet bakover og løsne hoftebelter, slik at de henger ut på hver side.



3. PLASSER BRUKER

Det er viktig at bruker kommer helt ned i setet. Ved bruk av seil prøv å senke personen som anvist. Ved manuell løfting, forsøk å justere personen inn i setet til du er sikker på at **korrekt posisjon** er oppnådd.



!
At bruker sitter korrekt i setet er essensielt for at setet skal fungere trykkavlastende.

4. POSISJONER HOFTEBELTE

Hoftebeltet skal posisjoneres over hofte, og trykket skal gå som anvist på bildet, dette **sikrer at posisjonen oppnådd i punkt 3 beholdes over tid.**



5. STRAM HOFTEBELTE




6. FEST VEST OG ANDRE BELTER

Fest neoprenvest, anklets (fotreimer) og eventuelle andre innfestninger som er tilordnet stolen.



7. TILT BRUKER I RIKTIG POSISJON

Bruk tilt aktivt gjennom dagen for å oppnå variasjon i trykkfordeling. Sjekk med bruker hvor lang sittedekvens denne normalt har og tilpass til dette. Det er store individuelle forskjeller på hvor lenge bruker benytter setet.



ERGOSEAT

www.ergoseat.no