

VEDLIKEHOLDSANVISNING

SOFTSEAT

Kontroll av slitasje


Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoningsbånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

Eftertilpasning

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.

Erstatningsputer og trekk

Dersom det blir behov for nye puter kan disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstatningsputer vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon av Ergoseat, og vil være en kopi av original pute.



Dersom det blir behov for erstatningstrekk kan disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstatningstrekk vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon og vil være en kopi av originalt trekk.

