

# VEDLIKEHOLDSANVISNING

## TOASEAT

### Kontroll av slitasje

Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoningsbånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

### Eftertilpasning

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.

### Erstatningspolster

Erstatningspolster vil det alltid være mulig å bestille. Ergoseat opererer ikke med maksimal lagringstid av maler. Referer til T-nummer eller ordrenummer ved bestilling.